

#whdentalwerk



video.wh.com

Теперь у вашего
торгового агента или
на сайте **wh.com**



Великолепный уход за вашими инструментами



assistina

Совершенство ухода продлевает срок службы инструментов



Преимущества ухода с помощью прибора Assistina 301 plus

Автоматическая ротационная смазка обеспечивает оптимальное распределение масла и равномерную смазочную пленку. Частицы грязи отделяются и удаляются. Это продлевает срок службы инструментов и существенно уменьшает затраты на техобслуживание.

Несомненный плюс

Благодаря автоматической дозировке расхода масла в наконечник вводится только необходимое для оптимальной смазки количество масла – ни больше, ни меньше.

Совершенная технология: Сервисное масло W&H Service Oil F1

Сервисное масло W&H Service Oil F1 является результатом разработок фирмы W&H и гарантирует оптимальный уход за любыми инструментами W&H.

Уход одним нажатием кнопки: с помощью очищающего раствора и сервисного масла W&H Service Oil F1

Автоматический цикл ухода вводится в действие нажатием кнопки – ротационная смазка, внутренняя очистка спреевых каналов, продувка сжатым воздухом. Просто, удобно, надежно. Цикл длительностью 35 секунд обеспечивает продувку и оптимальный уход за инструментом.

Assistina 301 plus, прибор с воздушным приводом для ухода за

- › прямыми и угловыми наконечниками
- › турбинами (за исключением турбин на воздушных подшипниках)
- › пневматическими моторами
- › пневматическими скалерами

Преимущества автоматизированного ухода за инструментами с помощью аппарата Assistina

- › Очистка и смазка внутренних деталей с помощью сервисного масла W&H
- › Очистка каналов воздуха и воды очищающим раствором
- › Продувка сжатым воздухом

Риск засорения спреевых каналов теперь в прошлом!

Assistina промывает спреевые каналы очищающим раствором (на спиртовой основе) и продувает их насухо сжатым воздухом.

Забота об экологии

Assistina не только очищает, но и работает чисто. Остатки масла и частицы грязи, содержащиеся в аэрозольных парах, задерживаются специальным фильтром, и в окружающее пространство попадает только хорошо очищенный воздух.



01

Вставьте инструмент. Закройте колпак.



02

Нажмите на кнопку и удерживайте ее в течение 2-х секунд. Программа по уходу протекает автоматически.



03

Через 35 секунд извлеките полностью очищенный и смазанный инструмент.

Технические данные

Система адаптеров для аппарата Assistina

CE

Тип:	Assistina 301 plus
Время цикла:	ок. 35 сек.
Количество сервисного масла:	250 мл, не менее чем для 3.500 циклов ухода
Количество очищающего раствора:	250 мл, не менее чем для 2.500 циклов ухода
Подключение:	Подключение сжатого воздуха при помощи быстросъемного соединения для воздушного шланга Ø 6 x 4 мм, с другой стороны – переходник (под внутреннюю резьбу R 1/8")
Сжатый воздух:	Давление жидкости 4 – 10 бар (автомат. регулировка давления)
Расход воздуха:	ок. 60 л / мин.
Высота/ширина/глубина:	223 x 190 x 415 мм
Вес:	2,70 кг


	Соединение напрямую, без адаптера	Базовый адаптер* для фиксированного 4х-канального соединения	Дополнит. адаптер**
Прямые и угловые наконечники			
Все с соединением ISO	●		
Угловые наконечники со съёмными головками			●
Sirona T1			●
Для систем FG (W&H, Sirona)			●
NSK-угловые наконечники со съёмными головками			●
Турбины, пневматические скалеры и моторы			
W&H с быстросъёмным соединением Roto Quick		●	●
Другие с быстросъёмным соединением		●	Быстросъёмный адаптер с 4х-канальным фиксиров. соединением, приобретается у других производителей
Другие с фиксиров. 4х-канальным соединением (с подсветкой или без)		●	
Другие с фиксиров. 2-3х-канальным соединением Borden		●	●
Sirona TS2 и TM1		●	●
Адаптер для систем Multiflex®***		●	●
NSK с с фиксиров. 4х-канальным соединением			●
NSK с с фиксиров. 2-3х-канальным соединением			●

* включается в объеме поставки ** опция *** Multiflex® – зарегистрированная торговая марка компании Kaltenbach & Voigt GmbH, Германия
Точные данные о типах адаптеров для аппарата Assistina см. на сайте wh.com. Закажите аппарат Assistina у дилеров компании W&H в России.

Производитель:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Авторизованный дилер:



Все изображения приводятся только в качестве иллюстраций.
Дополнительное оборудование и принадлежности не входят в комплект поставки.

20338 ARU Rev. 003 / 08.09.2020
С правом на изменения